

## S-Eco 2



Olet valinnut korkealaatuisen pyörätuolin.

### **Yleiset turvallisuustoimenpiteet:**

Ennen kuin alat käyttää pyörätuolia varmista, että kaikki osat ovat hyvin asennettu. Onnettomuuksien ja vaaratilanteiden välttämiseksi käytä pyörätuolia tasaisella alustalla.

Pyörätuolilla ei saa kuljettaa enemmän kuin yksi henkilö. Kiinnitä huomiota pyörätuolin käyttötarkoitukseen.

Älä käytä pyörätuolia alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena, tai muitten lääkkeiden jotka voivat haitata koordinaatio ym.

Huomio että vaihtamalla asentoa tai keho liikkumalla pyörätuolin tasapaino muuttuu ja kaatumisriski on olemassa.

Ulkokäyttöön suosittelemme käsineiden käyttöä. Käsineet lisäävät pitoa ja samalla suojaa käsiä lialta ja vammoilta

Ole varovainen, kun käytät pyörätuolin ja kiinnittää huomiota sormien puristusriskiin.

## **Jarrut:**

Jarrut jotka vaikuttavat suoraan takarenkasiin voidaan käyttää käsijarruina. Jarrua ei saa käyttää vauhdin hidastamiseen. Kun jarrutat rinteissä tai nopeassa vauhdissa sormet ja kämmenet voivat kuumeta. Huomio palovammojen riski!

## **Kaatumaeste (optio):**

Suosittelemme tuolin varustamista kaatumaesteellä. Kaatumaeste estää pyörätuolin kaatumisesta. Huomioi että kaatumaesteiden käyttö portaissa, epätasaisella maastolla jne. on rajallinen.

## **Käyttö epätasaisella alustalla:**

Huomioi että jopa pienissä rinteissä pyörätuoli voi kaatua taaksepäin! Käytä kaatumaestettä välttääksesi pyörätuolin kaatumisen.

## **Tarkoitus:**

Pyörätuoli on suunniteltu lisäämään liikkuvuutta ja liikuttamaan ihmisiä, joilla on liikkumisvaikeuksia. Painoraja 125 kg

## **Vastuu:**

Voimme vain taata tuotteen turvallisuus, jos tuotetta käytetään annetuissa olosuhteissa ja mainittuihin tarkoituksiin. Muutokset, korjaus ja huolto saa suorittaa vain valtuutetut henkilöt. Noudata pyörätuolin käyttöohjetta.

## **CE-Merkintä:**

Bischoff & Bischoff todistaa valmistajan roolissaan omalla vastuullaan, että pyörätuoli S-Eco 2 vastaa 93/42 EWG direktiiviä.

## **Vastaanottotarkistus:**

S-Eco 2 toimitetaan kartonkipakkauksessa. Purkamisen jälkeen säilytä kartonkipakkaukset, jos mahdollista. Voit tarvita sitä myöhemmin varastointia tai pyörätuolin palauttamista varten. Tarkista lähetyksen täydellisyys ja moitteettomuus. Mikäli löytyy vaurioitunutta materiaalia tai muita virheitä ota yhteyttä jälleenmyyjään.

## **Toimituksen sisältö:**

Sisältö koostuu seuraavista osista:

- 1 taitettu pyörätuoli
- 1 käyttöohje
- 1 sarja työkaluja

## **Aloitus:**

Jotta voit avata pyörätuolin purkamisen jälkeen, Seiso lähellä pyörätuolia

- Tartu työntökahvaan yhdellä kädellä ja kallista sitä itseäsi kohti.
- Työnnä toisella kädellä istuimen vaakaputkesta kunnes istuin putki on täysin lukittunut. Muista jarrut.

## **Pyörätuolin taitto:**

- Seiso pyörätuolin vieressä.
- Tartu istuinosan kankaaseen edessä ja takana ja vedä ylöspäin.

Jotta voit lastata pyörätuolin autoosi poistaa takapyörät.

Varo että sormet eivät jää väliin

Älä tartu istuimen putkeen.

## **Jalkatuki (levyt):**

- Jalkatuen pituus/leveys voi suoraan säätää 12 cm.
- Löysäämällä ruuvi.
- Säädä jalkatuenkorkeus valintasi mukaan.
- Kun istuudut tai nouset pois pyörätuolista jalkatuet pitäisi olla sivuille taitettuina.

## **Jalkatuki:**

- Jotta pääset istuutumaan tai helposti pois pyörätuolista voit taittaa jalkalevyt ylöspäin, käännä tuet sivuille ja ottaa ne pois.
- Olleessa sivuasennossa jalkatuki voidaan ottaa pois kokonaan.
- Jalkatukien kokoaminen tehdään päinvastaisessa järjestyksessä.

- Käännä jalkatuet takaisin etummaiseen asentoon, kunnes ne kuuluvalla ”klik” äänellä menevät paikoilleen.

### Sivuosat (laidat):

- Jotta olisi helpompi istuutua ja päästä pois pyörätuolista molemmat sivuosat käsinjoneen voidaan kääntää taaksepäin.
  - Paina lukkoviipu kevyesti sormella ja käännä samalla sivuosan taaksepäin.
- Älä koskaan nosta tai kannaa pyörätuolia sivuosista!

### Jarrut (seisonta):

Työnnä jarrukahva eteenpäin kunnes napsahtaa.  
Vedä jarrukahva taaksepäin kun haluat löysätä jarru.

### Kunnossapito (puhdistus):

- Pyörätuolin runko voidaan puhdistaa kostealla liinalla. Jos on enemmän likaa voit käyttää mietoa puhdistusainetta.
- pyörät voidaan puhdistaa kostealla harjalla (synteettiset) älä käytä teräsharjaa
- istuin ja selkänöjan verhoilu voidaan pestä lämpimällä vedellä harjalla tai pesusientä käyttäen Käytä mietoa pesuainetta. Desinfiointiin käytä tavallista desinfiointiainetta

Älä käytä painepesuria tai höyrypuhdistus /ainetta.

### Korjaus ja huolto-ohjeet:

On suositeltavaa, että S-Eco 2 pyörätuoli huolletaan säännöllisin välein. Vain ammattitaitoinen henkilö suorittaa huollon.

### Takuu:

Tuotteelle on vuoden takuu

Maahantuojaja:

**PINTO Oy**

[info@pinto.fi](mailto:info@pinto.fi)



### Tekniset tiedot:

Istuimen leveys	37,40,43,46,49 cm
Istuimen korkeus	50 cm
Istuimen syvyys	42 cm
Selkänöjan korkeus	40
Rungon materiaali	Teräs
Muut komponentit	Teräs
Kuljetuspyörät	PU-renkaat 24" x 13/4"
Ohjauspyörät	PU-renkaat 7" x 30 mm
Sivulaita	Normaali tai pitkä helposti käännettävissä
Jalkatuet	Irrotettava / kääntyvä alin korkeus on säädettävissä
Selkänöja/päällinen	Pestävä, hengittävä ja helposti puhdistettava vinyyli
Jarrut	Vipujarru (kompakti jarru)
Väri	Antrasiitti metallinen
Paino	18,9 kg
Painoraja	125 kg

# Pyörätuolin Kokonaisuus (S-Eco 2 kuvaus)



- Selkänoja
- Käsinoja pehmuste
- Sivulaita
- Istuimen päällinen
- Sivulaita ruuviliitos
- Seisontajarru
- Tyypikilpi
- Nostamispiste
- Jalkatuki
- Jalkalauta
- Tukipyörä